

Pollogen
BY LUMENIS

geneo X



TRIPOLLAR RF



ESA



ULTRASOUND



MASSAGE

Ya está aquí el nuevo **geneo X**

Geneo X es un innovador sistema de tratamiento facial que activa de forma natural los procesos de rejuvenecimiento de la piel. Basado en el elemento más natural y esencial: el **oxígeno**.


Geneo X introduce tecnologías consolidadas en las clínicas de estética, ofreciendo los beneficios clínicos de 4 potentes tecnologías: **OxyGeneo**, **TriPollar RF**, **ESA** y **Ultrasonidos**. Cada tecnología puede utilizarse por separado para disfrutar de su actividad específica o combinarse para obtener un efecto sinérgico completo.

Los tratamientos **Geneo X** presentan una variedad de fórmulas naturales con ingredientes activos excepcionales para todas las necesidades de la piel, proporcionando resultados inmediatos y duraderos, para todas las edades, todos los tipos de piel y en cualquier época del año.




Activa tu
glow
natural

Tecnología



OXYGENEO



La tecnología patentada tiene una triple acción que crea las condiciones ideales para transformar la piel desde el interior. Desencadena los procesos fisiológicos responsables de aumentar los niveles de oxígeno en la piel, al tiempo que la exfolia y la prepara para la absorción de ingredientes activos. Toda esta magia se produce utilizando uno de los kits de tratamiento Geneo de formulación exclusiva, adecuados para cada tipo de piel.

La tecnología Oxygeneo utiliza el fenómeno fisiológico denominado **Efecto Bohr** por medio de los exclusivos OxyPods.


El CO₂ creado durante el tratamiento desvía el equilibrio natural de CO₂ en la piel, provocando que el cuerpo reaccione aumentando el flujo

sanguíneo y suministrando oxígeno desde el interior a la zona. Este aumento del flujo sanguíneo mejora la microcirculación, reequilibra los niveles de CO₂ / Oxígeno y aporta frescor y energía a la piel, al tiempo que le proporciona los ingredientes activos.




1. EXFOLIACIÓN

El aplicador OxyGeneo™ exfolia suavemente la capa superior de la piel para eliminar las células muertas, abrir los poros obstruidos, alisar la superficie y renovar la piel. El tratamiento genera abundantes burbujas de CO₂ que penetran en la capa superior de la piel y desencadenan una respuesta fisiológica conocida como efecto Bohr.



2. OXIGENACIÓN

OxyGeneo™ aprovecha los procesos naturales del cuerpo para oxigenar la piel desde el interior gracias al efecto Bohr. Durante este proceso, el cuerpo envía sangre rica en O₂ a la piel para reemplazar el CO₂. Como resultado obtenemos una oxigenación óptima de la piel y una mayor actividad celular.




3. INFUSIÓN

Simultáneamente, la piel oxigenada se activa y absorbe fácilmente los ingredientes correctores que contiene el OxyGeneo™. La cápsula y el gel son ricos en nutrientes, vitaminas, minerales y otros principios activos que protegen y reparan la piel para mantenerla sana y luminosa a largo plazo.

Desbloquea los superpoderes naturales de tu cuerpo

Los protocolos de tratamiento envolvente incluyen el tensado y rejuvenecimiento de la piel con las tecnologías Tripollar RF y ESA, continúan con ultrasonidos para reequilibrar la piel y terminan con un masaje Neo relajante y remodelante.



TRIPOLLAR RF

Desencadena la renovación de la piel mediante el calentamiento controlado de la dermis a través de la administración segura de energía de radiofrecuencia estimulando la producción de fibras de colágeno y elastina.




ESA

ESA (Electrical Skin Activation) es una tecnología exclusiva dirigida a las capas profundas de la piel para activar los mecanismos naturales de regeneración y reactivar las células cutáneas senescentes (durmientes). ESA es la primera tecnología que mejora la elasticidad de la piel mediante impulsos eléctricos y energía de radiofrecuencia de forma simultánea.



ULTRASOUND

Mejora el flujo sanguíneo y la absorción de principios activos mediante la aplicación de ondas de ultrasonido en la piel, creando vibraciones que aumentan la permeabilidad del estrato córneo y mejoran la nutrición de la piel.



MASSAGE

El tratamiento de masaje está diseñado para reducir las rojeces y las bolsas, remodelar el contorno, estimulando al mismo tiempo la infusión de los principios activos beneficiosos de Geneo.



Cápsulas & componentes

El OxyPod es una cápsula de potentes ingredientes activos listos para ser liberados a través de una innovadora tecnología patentada. Activado por nuestro exclusivo Geneo Primer Gel, el OxyPod desbloquea la oxigenación natural desde el interior, exfolia y nutre la piel. Para realzar el resplandor de la piel, concluya el tratamiento con los activos del Geneo Serum.

Todas nuestras fórmulas de OxyPods se basan en ingredientes activos de origen natural y sostenible, manteniéndolos en el estado que mejor preserva su potencia y actividad. Los OxyPods y Serums están clínicamente testados y no incluyen colorantes ni conservantes artificiales.

Sin conservantes añadidos

Sin perfume

Sin parabenos

Sin colorantes

No testado en animales

Vegano



REVIVE

Para los signos de la edad

- Algas rojas
- Ácido cafeico
- Retinol



ILLUMINATE

Para iluminar la piel

- Ácido kójico
- Vitaminas
- Opuntia fruta
- Extracto de zanahoria



BALANCE

Para pieles grasas

- Carbón vegetal de bambú
- Camu-Camu
- Ácido mandélico



RETOUCH

Rejuvenecimiento de la piel

- Arándano
- Ácidos AHA, BHA y PHA
- Ácidos grasos



HYDRATE

Para pieles secas

- Espirulina azul
- Niacinamida
- Ácido lactobiónico



DETOX

PREjuvenecimiento de la piel

- Extracto de té verde
- Gluconato de Cobre



GLAM

Reafirmante cutáneo

- Oro
- Aminoácidos de seda
- Complejo de péptidos

Un mundo de *ingredientes naturales* para una piel *radiante y sana*

SERUM

Crea un efecto complementario que favorece y mantiene los resultados obtenidos con el tratamiento OxyPod.

Tiene una textura suave y aterciopelada y se puede aplicar manualmente, con el masajeador o con el aplicador de ultrasonidos.



SERUMS

Principios activos principales

- Retinol
- Péptidos
- Manteca de Karité
- Complejo de aceites
- Complejo de extractos
- Ácido salicílico

Tratamiento



El tratamiento Oxygeneo puede realizarse como un procedimiento rápido y sobre la marcha, siendo un "tratamiento facial instantáneo"... o ...

Como parte de un **Tratamiento facial Completo Geneo X**.

Tratamientos multiestimulación

Los tratamientos Geneo aplican la metodología de la multiestimulación, trabajando en sinergia para activar los mecanismos naturales de rejuvenecimiento de la piel mejorando su elasticidad, aspecto y volumen.

- 1 OXYGENEO**
Estimula la renovación celular gracias al efecto Bohr
- 2 ESA**
Estimula los fibroblastos a través de las diferencias de potencial creadas por la corriente eléctrica
- 3 TRIPOLLAR RF**
Estimula el aumento del colágeno mediante el calentamiento volumétrico

geneo X



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO	9 Kg
DIMENSIONES GENERALES	418MM x 510MM x 223MM (ALTO x ANCHO x FONDO)
VOLT. DE ENTRADA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	100-240V, ~50/60Hz, 0,8-1.5A
POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	24VDC, 2.5A
MODO DE FUNCIONAMIENTO	OXYGENEO, ULTRASONIDOS, NEO-MASSAGE
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA	ULTRASONIDOS: HASTA 1 WATTS /cm ² OXYGENEO: FRECUENCIA DE VIBRACIÓN 5 - 30Hz
FRECUENCIA DE SALIDA	US: 1MHz



APLICADOR RF TRIPOLLAR



APLICADOR ULTRASOUND



APLICADOR OXYGENEO

Lumenis®
Aesthetics Iberia

www.lumenisiberia.es

Pollogen
BY LUMENIS

© 2019 Pollogen Ltd. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales y los logotipos de geneo, Tripollar, Oxygeneo y Pollogen son marcas registradas de Pollogen Ltd. 11600901 | REV1 2019

LUMENIS
OFICIAL, DISTRIBUIDOR

LUMENIS AESTHETICS IBERIA DISTRIBUIDOR OFICIAL DE POLLOGEN BY LUMENIS EN ESPAÑA Y PORTUGAL

www.geneo.es

