



INTELLIGENT
BIOLOGY™

geneo

inspira,
brilla

 Lumenis®
Aesthetics Iberia





TRIPOLLAR®
INTELLIGENT
BIOLOGY™



PRESENTAMOS GENEO

Geneo es la plataforma de tratamiento facial definitiva para lograr una piel más joven, fresca y naturalmente más atractiva. Ofrece un tratamiento facial único, tres en uno, que funciona tanto en el exterior como en el interior de la piel, combinando tecnologías clínicamente probadas: Tripollar RF, Oxygeneo y Ultrasound. Con estas tecnologías fomentamos los procesos naturales del cuerpo para renovar y rellenar la piel.

TECNOLOGÍAS GENE0

Geneo consta de 3 aplicadores que ofrecen los beneficios singulares de 3 potentes tecnologías: OxyGeneo, TriPollar RF y Ultrasound. Cada tecnología puede usarse por separado para disfrutar de sus beneficios, o combinarse para un efecto sinérgico completo.



OXYGENEO®

Refrescando y mejorando la textura y el tono de la piel con el concepto 3-en-1: explotando los procesos fisiológicos responsables del aumento de los niveles de oxígeno en la piel, exfoliando suavemente la piel y preparándola para la absorción de los ingredientes activos.



TRIPOLLAR® RF

Desencadenando la renovación de la piel mediante la estimulación de la producción de fibras de colágeno y elastina, a través de la liberación de energía de RF focalizada de una manera segura y efectiva, que induce un calentamiento controlado de la dermis.



ULTRASOUND

Mejora el flujo sanguíneo y la absorción de los ingredientes activos mediante la aplicación de ondas de ultrasonido a la piel, creando vibración y reorganización de las células epidérmicas para aumentar la permeabilidad del estrato córneo y mejorar la nutrición de la piel.

¿CÓMO FUNCIONA?

Reestructuración de la piel

El colágeno y la elastina son los principales bloques de construcción de la piel, y su agotamiento da como resultado líneas finas y arrugas. Con el aplicador de RF Geneo Tripollar, los usuarios disfrutan de la oportunidad de fomentar los procesos naturales de remodelación y reposición de fibras de colágeno y elastina.

Este tratamiento aplica calor suave a las capas de la piel, mejorando la apariencia de arrugas y líneas finas, para una firmeza visible y efecto lifting de la piel.

Revitalización de la piel

El revolucionario tratamiento Geneo ofrece el triple efecto único de oxigenación natural, exfoliación y absorción de ingredientes activos. Al aplicar un suave masaje con la cápsula y el gel, se crea una reacción que utiliza procesos fisiológicos naturales, elevando naturalmente los niveles de oxígeno en la piel. El tratamiento finaliza con el serum, que introduce ingredientes beneficiosos para la piel en su estado altamente receptivo.

Este tratamiento agradable y refrescante resulta en la revitalización inmediata de la piel desde el primer tratamiento, que se fortalece y mantiene aún más durante toda la serie de sesiones recomendadas.

Mejoría de la piel

Al introducir ondas de ultrasonido en la piel, Geneo mejora el efecto de reposición y revitalización. Las ondas de ultrasonido mejoran el flujo sanguíneo y ayudan a una mejor absorción de los ingredientes activos.

Este tratamiento seguro e indoloro produce una mejora visible de la textura y el tono de la piel.

TRATAMIENTOS

Al aplicar un suave masaje con la cápsula y el gel, se crea una reacción de procesos fisiológicos naturales que aumenta los niveles de oxígeno en la piel.

El tratamiento se completa aplicando el suero específico con ingredientes beneficiosos para la piel en su estado altamente receptivo.



BALANCE

El tratamiento Geneo Balance purifica y suaviza la piel grasa, mejorando su textura y aspecto.

- ✓ Purifica la piel
- ✓ Equilibra la piel grasa
- ✓ Mejora la textura de la piel y los poros
- ✓ Suaviza la piel
- ✓ Proporciona un aspecto sin brillos

El BALANCE OXYPOD incluye **Carbón de Bambú** para un efecto desintoxicante, extracto de **Camu-Camu** con vitaminas y antioxidantes, y **Ácido Mandélico** para tratar la piel con tendencia al acné.

El SERUM EQUILIBRANTE completa el efecto del tratamiento con potentes antioxidantes, vitaminas, nutrientes e ingredientes purificantes como el **Ácido Salicílico**, los **Péptidos**, los aceites de **Jjoba** y **Argán**, los **Extractos de Vainilla** y **Cola de Caballo** y el **Diglicinato de Azeloilo de Potasio**.

ILLUMINATE

Geneo Illuminate unifica el tono de la piel, reduce la pigmentación y rejuvenece la piel.

- ✓ Unifica el tono de la piel
- ✓ Mejora la pigmentación
- ✓ Mejora la textura de la piel
- ✓ Suaviza la piel
- ✓ Proporciona un aspecto fresco y revitalizado

El ILLUMINATE OXYPOD incluye **ácido Kójico** y **Vitamina C** para un efecto de tono uniforme de la piel, así como extracto de fruta de **Opuntia** y **Extracto de Zanahoria** para hidratar y alisar la piel.

El SÉRUM ILUMINADOR completa el efecto del tratamiento con potentes ingredientes iluminadores como el **Extracto de Corteza de Árbol** y los derivados de **Aminoácidos**, e ingredientes y nutrientes hidratantes como los Triglicéridos, el complejo de aceites de **Jjoba** y **Argán**, junto con el complejo de extractos de **Vainilla** y **Cola de Caballo**.

REVIVE

Geneo Revive revitaliza la piel apagada, reduce las líneas de expresión y mejora la textura y el aspecto general de la piel.

- ✓ Revitaliza la piel apagada
- ✓ Reduce las arrugas y mejora la textura de la piel
- ✓ Suaviza la piel
- ✓ Rejuvenece y refresca

El REVIVE OXYPOD incluye **Algas Rojas**, un potente antioxidante con efecto antienvjecimiento, y también **Ácido Cafeico** y **Retinol**, conocidos por tratar los signos del envejecimiento y ayudar al rejuvenecimiento de la piel.

El SÉRUM REVITALIZANTE completa el efecto del tratamiento con ingredientes adicionales que favorecen la producción de colágeno y reducen los signos de envejecimiento, como el complejo de **Péptidos** y el **Edelweiss**, así como nutrientes y vitaminas como el complejo de aceites de **Jjoba** y **Argán**, y el complejo de **extractos de Vainilla** y **Cola de Caballo**.

HYDRATE

El tratamiento Geneo Hydrate renueva y reaviva la piel seca y apagada, dejándola hidratada, luminosa y revitalizada.

- ✓ Hidrata la piel
- ✓ Mejora el metabolismo de la piel
- ✓ Mejora la textura de la piel
- ✓ Reduce los signos de envejecimiento
- ✓ Disminuye los poros dilatados
- ✓ Regenera la piel

El HYDRATING OXYPOD incluye **Espirulina Azul**, **Niacinamida** y **Ácido lactobiónico**, que trabajan juntos para hidratar, renovar y mejorar la capacidad de preservar la hidratación de la piel, lo que resulta en una piel brillante, revitalizada y rejuvenecida.

El SÉRUM HIDRATANTE proporciona un efecto complementario refrescante, revitalizante e hidratante que apoya y mantiene los resultados conseguidos por el tratamiento de oxigenación Hydrating OxyPod, con un complejo hidratante único y principios activos como la **Vitamina E**, la **Vitamina B**, el **Ácido hialurónico**, el **Aquaxyl**, el **aceite de Marula** y el **Riboxyl**.



BENEFICIOS GENE0

Resultados inmediatos que se quedan

Fórmulas efectivas y kits de tratamiento que proporcionan resultados inmediatos y duraderos, para revitalizar, purificar y rejuvenecer la piel, logrando una mejora general de la textura y apariencia de la piel.

Personalizado y versátil

Una plataforma única que contiene 3 tecnologías poderosas que se pueden usar en sinergia para responder a necesidades y deseos específicos.

Seguro y agradable

Tecnologías probadas y validadas, diseñadas para estimular los mecanismos naturales de curación del cuerpo, con mínima incomodidad y tiempo de recuperación.

geneo

Acerca de Pollogen™

Pollogen Ltd., una compañía de Lumenis, es líder mundial en los mercados de dispositivos de estética médica y de uso doméstico, ofrece soluciones innovadoras, seguras y eficaces que mejoran la práctica de los profesionales de la estética médica, además de servir a los consumidores privados de estética. La compañía ofrece productos que admiten una gama de tratamientos de piel, basados en sus tecnologías patentadas que incluyen TriPollar, Voluderm, Trifractional, OxyGeneo y DMA. Pollogen ofrece soluciones para profesionales y consumidores en más de 60 países, atendiendo las necesidades específicas y los estándares siempre cambiantes de profesionales y consumidores en la dinámica industria de la belleza.

Acerca de Lumenis®

Lumenis es un líder mundial en el campo de las soluciones clínicas mínimamente invasivas para los mercados quirúrgico, oftalmológico y estético, y un experto mundialmente reconocido en el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras basadas en la energía, incluyendo láser, luz intensa pulsada (IPL) y RadioFrecuencia (RF).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO

4.4 Kg

DIMENSIONES GENERALES

380MM X 382MM X 282MM (ALTO X ANCHO X FONDO)

VOLT. DE ENTRADA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

100-240V-50/60Hz

POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

12VDC, 2.0A



APLICADOR TRIPOLLAR

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA

Hasta 15 Watts @ 200 Ohm

FRECUENCIA DE SALIDA

1MHz

CONTROL DE POTENCIA DE SALIDA

Modulación de ancho de pulso



APLICADOR ULTRASOUND

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA

Hasta 1 Watts /cm2

FRECUENCIA DE SALIDA

1MHz

CONTROL DE POTENCIA DE SALIDA

Modulación de ancho de pulso (PWM)



APLICADOR OXYGENEO

SALIDA DE POTENCIA

Vibración - Frecuencia 5 - 30Hz



LUMENIS AESTHETICS IBERIA DISTRIBUIDOR OFICIAL DE POLLOGEN GENE0+ EN ESPAÑA Y PORTUGAL | www.lumenisiberia.es

© 2019 Pollogen Ltd. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales y los logotipos de geneo, TriPollar, Oxygeneo y Pollogen son marcas registradas de Pollogen Ltd. 116009011 REV1 2019

